

ANIOSEPT ACTIV

Prášek 2 v 1: Přípravek k čištění a dezinfekci instrumentaria / Vyššímu stupni dezinfekce / Sterilizaci zdravotnických prostředků za studena

POUŽITÍ: Čištění a dezinfekce a/nebo vyšší stupeň dezinfekce /sterilizace za studena zdravotnických prostředků a endoskopů

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI: Baktericidní: dle EN 1040, EN 13727, EN 14561, účinný proti MRB: dle EN 13727. Fungicidní: dle EN 1275, EN 13624, EN 14562 a účinný proti Trichophytonu dle EN 13624. Mykobaktericidní: dle EN 14348, EN 14563. Virucidní: dle EN 14476, účinný proti PRV (zástupce HBV), BVD (zástupce HCV), Vaccinia viru, Rotaviru a Noroviru. Sporocidní: dle EN 14347, EN 13704 - B. Subtilis a C. Difficile.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Používejte v ponorné nádobě: po kompletním rozpuštění prášku ve studené či vlažné vodě (30°C) do ní ponořte instrumentarium. Pro nízkou úroveň dezinfekce (efekt baktericidní a zničení kvasinek): 0,5%*/5 minut. Pokud je to nezbytné, použijte kartáč. Důkladně opláchněte. Pro střední úroveň dezinfekce (baktericidní, virucidní, fungicidní a tuberkulocidní): 0,5%*/1 hod či 1%*/30 min nebo 2%*/15 min. Pokud by to bylo nezbytné, použijte kartáč. Důkladně opláchněte. Pro vyšší stupeň dezinfekce / sterilizaci za studena (baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a sporocidní): 1%*/1 hod nebo 2%*/15 min. Ponořte vybavení již předem omyté. Důkladně omyjte sterilní nebo filtrovanou vodou. (*) Vyjádřeno ve 25g odměrkách na 5l vody: 0,5%=1 odměrka, 1%=2 odměrky., 2%=4 odměrky. Roztoky kontrolujte pomocí testovacích proužků. Ujistěte se, že je nádoba, jenž není používána, důkladně zakryta.

SLOŽENÍ: Sodium percarbonate, tetraacetyl-ethylenediamine, N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride. Při rozpouštění přípravku ve vodě se tvoří peroctová kyselina.

VAROVÁNÍ: Obsahuje Sodium percarbonate. Při požití zdraví škodlivý. Nebezpečí vážného poškození očí. Nevdechujte prach. Uchovávejte obal v suchu a těsně uzavřený na chladném místě. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal nepoužívejte opakovaně. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpečné odpady. Vyrobeno ve Francii.



Symbol pro „číslo šarže“ Tento symbol je uveden výrobcem. Vedle ikony musí být uvedeno číslo šarže.



Symbol pro „datum výroby“ Tento symbol je určen čtyřmi číslicemi označujícími rok a dvěma číslicemi označujícími měsíc.



Symbol „EXP“ Tento symbol musí být uveden společně s datem obsahujícím čtyři číslice pro rok a dvě číslice pro měsíc.



Název výrobce : Laboratoires ANIOS.

Adresa : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMES.FRANCE. Telefon : + 33 (0)3 20 67 67

67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68. e:mail : fds@anios.com www.anios.com