

ANA ETCHING GEL



Leptací gel

Návod k použití

ANA leptací gel je tvořený na bázi 37 % kyseliny fosforečné.

Gel byl navržen pro optimální úroveň plynulosti a a tixotropycity.

Může být aplikován na velmi přesně definovanou oblast.

Obsah kyseliny fosforečné ve vodě je 37 %, včetně 4,7 % oxidu křemičitého.

INDIKACE

Leptání zubu pomocí naleptání skloviny nebo souhrnu leptacích technik. Vedlejší účinky nejsou známy.

POSTUP

- Příprava dutiny s minimálním zeslabením zubu. Pro ochranu tkáně postupujte podle pokynů pro používaný materiál.

Leptání skloviny

- Leptací gel aplikujte pouze na sklovinu. Nechte působit 30 sec.
- Opláchněte vodou po dobu 20 sec.
- Osušte vzduchem bez oleje a vody.

Totální leptání

2. Nejprve aplikujte leptací gel pouze na sklovinu.
3. Po 15-20 sec. vyčistěte celou dutinu. Vyčkejte 15-10 sec.
4. Vypláchněte vodou po dobu 20 sec.
5. Osušte vzduchem bez oleje a vody.

Po aplikaci leptání může následovat lepení.

Postupujte podle samostatného návodu pro použitý materiál.

Skladovací doba použitelnosti je 3 roky od výrobního data při uložení v prostředí s teplotou nižší než 25 °C viz datum expirace.

Další poznámky

Leptací gel ANA je silná kyselina a může vyvolat popálení nebo podráždění tkáně.

Dávejte pozor na dotyk s očima, sliznicí, kůží nebo s jakýmkoliv částmi těla.

Omezit pouze na oblasti, které mají být leptány.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nevolnosti nebo i špatném pocitu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vyhnete se kontaktu s dásněmi a sousedními zuby, vyvarujte se i kontaktu se stěnou kavity tvořenou dentinem.

Leptací gel může rozpouštět vložky.

Zabraňte kontaktu leptacího gelu s perorálními měkkými tkáněmi a kůží.

Dojde-li k náhodnému kontaktu, okamžitě omyjte velký množství m vody. Je-li to nutné vyhledejte lékaře.

Pouze pro dentální použití.



H314 ... způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P280 ... používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 ... okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / LÉKAŘE

Výrobce Directa AB, Finvids väg 8, 194 27 Upplands Väsby, SE, www.directadenta.com, tel.: +46 8 506 505 75

Datum vydání 01.03.2018