

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

CANAL CLEAN

Tekutina pro výplach a vysoušení kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE

POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

SLOŽENÍ: izopropylalkohol, ethyl acetát, aceton

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Produkt CANAL CLEAN se používá během dentálního ošetření k výplachu kořenových kanálků. Urychluje vysychání kořenových kanálků před jejich vyplněním.

Adaptér se zátkou pro nasátí tekutých přípravků do stříkačky

1. Odšroubujte uzávěr láhve.
2. Umístěte adaptér na hrdlo láhve a pevně stlačte.
3. Abyste mohli láhev použít, odstraňte modrou zátku, našroubujte konec injekční stříkačky na otvor adaptéru, obraťte láhev s přípravkem vzhůru nohama a nasajte tekutinu do stříkačky, zatímco držíte adaptér. Pak položte láhev na stůl ve vzpřímené poloze a opatrně odšroubujte injekční stříkačku od adaptéru. Doporučuje se používat stříkačku se závitem Luer Lock a gumovým pístem.
4. Po každém použití uzavřete otvor adaptéru modrou zátkou.
5. Při převozu odstraňte adaptér a láhev řádně uzavřete víčkem.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Po přesné přípravě kořenového kanálku použijte CANAL CLEAN jako poslední prostředek; aplikujte produkt stříkačkou s endodontickou jehlou a následně vysušte kanálek papírovými hroty.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

VAROVÁNÍ

Může způsobit podráždění pokožky. Dráždí sliznici dutiny ústní. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte vodou. Produkt dráždí oči. V případě kontaktu vypláchněte okamžitě dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte dostatečné množství vody. Nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte lékařskou pomoc. Může způsobovat ospalost a závratě.

Při práci s produktem použijte rubber-dam. Je nezbytné použít ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C.

Udržujte mimo dosah dětí.

Datum expirace je uvedeno na obale.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Jakmile je obal otevřen, datum expirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně zabezpečen.

ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU

Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.

BALENÍ

Láhev o obsahu 45 ml přípravku, adaptér se zátkou, dávkovač