

ADSEAL – pryskyřičné pečtidlo kořenových kanálků

Instrukce k použití:

ADSEAL je epoxy pryskyřičné pečtidlo kořenových kanálků, jež je v duální stříkačce typu pasta-pasta. Má jedinečné chemické a fyzické vlastnosti včetně extrémních vynikajících pečtidních vlastností a biokompatibility. ADSEAL splňuje požadavky ISO6876: 1986 (E) pro dentální pečtidní materiály.

Složení:

Báze:

- epoxy oligomerová pryskyřice
- etylen glykol salicylan
- fosforečnan vápenatý
- zásaditý uhličitán vizmutitý
- zirkonium oxid

Katalyzátor:

- poly aminobenzoát
- trietanolamine
- fosforečnan vápenatý
- zásaditý uhličitán vizmutitý
- zirkonium oxid
- oxid vápenatý

Charakteristika:

Při použití ADSEAL v kombinaci s guta perčovými čepy, má tento materiál následující vlastnosti:

1. Snadná míchatelnost pasta/pasta
2. Hermetická uzavírací schopnost
3. Netvoří skvrny na zubech
4. Nerozpustné tělními tekutinami
5. Vynikající biokompatibilita
6. Dobrá radioopáknost
7. Pracovní čas 35 min při 23°C
8. Čas tuhnutí 45 minut při 37°C

Indikace:

Permanentní utěsnění kořenových kanálků v kombinaci s utěšujícími čepy.

Kontraindikace:

Je známa zvýšená citlivost na epoxy pryskyřice nebo jiné komponenty či na kořenový výplňový materiál.

Míchání:

Smíchejte bázi a katalyzátor v poměru 2:1 na míchací podložce pomocí míchací spatulou po dobu 15 – 20 vteřin nebo dokud nedosáhnete krémové homogenní konzistence.

Aplikace:

Stěny kanálku musejí být suché! ADSEAL by měl být nanášen do kanálku lentulo spirálou či těsnícím čepem (guta perčovým, stříbrným či titanovým). Abyste zamezili vytvoření vzduchových bublinek v materiálu a přeplnění kanálku, posunujte lentulo spirálou pomalu k apexu velmi malou rychlostí. Vytáhněte lentulo spirálu opět velmi pomalu. Namočte zdesinfikovaný a suchý master čep do ADSEAL a pumpujícími pohyby pomalu vtlačte do kanálku. ADSEAL je endodontický produkt pro každou dentální praxi. Lze jej používat pro všechny zaběhnuté, ale i současné pečtidní techniky kořenového kanálku. Je vhodný pro jednočepovou metodu, termoplasticizní metodu a všechny kondenzační techniky.

Odstranění kořenové výplně:

Jestliže je ADSEAL používán v kombinaci s gutaperčovými čepy, je možno kořenovou výplň odstranit pomocí konvenčních technik pro odstranění guta perči..

Upozornění:

ADSEAL obsahuje epoxy pryskyřice nebo aminy, které mohou způsobit zvýšenou citlivost. Nepoužívejte ADSEAL u osob trpících zvýšenou citlivostí. Pouze pro dentální použití. Odstraňte z dosahu malých dětí.

Čištění nástrojů:

Nástroje je třeba očistit ihned po ukončení práce alkoholem.

Vedlejší efekty:

Nejsou známy, v řídkých případech se může objevit alergická reakce.

Skladování:

- uchovávejte stříkačky pevně uzavřené
- skladujte při teplotě 18 – 24°C
- skladujte ve tmě

Expirace:

2 roky. Nepoužívejte po vypršení expirace.

Balení:

- 13.5g duální stříkačky ADSEAL (báze 9g, katalyzátor 4.5g)
- míchací podložka
- spatula
- návod k použití