

ENG ENEMA SET/Instruction For Use

INTENDED USE: Used for emptying rectum.

INSTRUCTIONS FOR USE: Use gloves for protection. Clamp the catheter off. Mix „castile soap“ with warm water in the bag. Insert the catheter into the rectum and release the clamp.

ATTENTION: People with sensitive skin may have irritations develop. Wash eyes with water in case soap contacts with eyes. Do not use the device except for its intended use. Should be treated as contaminated medical waste after use.

Measuring Tolerance $\pm 10\%$.

CS ENEMA SET/Návod k použití

ÚČEL POUŽITÍ: Pro vyprázdnění rekta

NÁVOD K POUŽITÍ: Nasaďte si ochranné rukavice. Uzavřete svorku katétru. V sáčku smíchejte „kastilské mýdlo“ s teplou vodou. Zasuňte katétr do konečníku a otevřete svorku katétru.

POZOR: U lidí s citlivou kůží by se mohlo objevit podráždění. V případě kontaktu mýdla s okem vypláchněte oko vodou. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než je určeno. Po použití zacházejte s tímto výrobkem jako s kontaminovaným zdravotnickým odpadem.

Tolerance měření $\pm 10\%$.

SK ENEMA SET/Návod na použitie

ÚČEL POUŽITIA: K vyprázdneniu rekta

NÁVOD NA POUŽITIE: Nasaďte si ochranné rukavice. Uzavrite svorku katétra. Vo vrecku zmiešajte „kastilské mydlo“ s teplou vodou. Zasuňte katéter do konečníku a otvorte svorku katétra.

POZOR: U ľudí s citlivou kožou sa môže objaviť podráždenie. V prípade kontaktu mydla s okom- vypláchnite oko vodou. Nepoužívajte výrobok k iným účelom, ako je určené. Po použití zaobchádzajte s týmto výrobkom ako s kontaminovaným zdravotníckym odpadom.

Tolerancia merania $\pm 10\%$.

Distribútor pre SK:
DINA-HITEX SK spol.s.r.o
ul.MUDr.A.Churu 2905/1
91101 Trenčín
tel.+421-327 446 076
fax.+421-327 446 076
dinahitex@mail.t-com.sk
www.dina-hitex.com

REF	228 0001 2
	228 0101 2
	228 0103 2
	228 0001 2 HT



DEHP



BIÇAKCILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş
Osmangazi Mahallesi Gazi Cad. No:21 34522 Esenyurt/İstanbul