

DE FD 370 cleaner Praxisreiniger

FD 370 cleaner ist ein hochwirksames Konzentrat zur Reinigung von desinfizierten Oberflächen wie Fußböden, Wände, Praxisinventar, etc. FD 370 cleaner ist verträglich mit praktisch allen Flächendesinfektionsmitteln, so dass eine Verminderung der Desinfektionswirkung von vorher oder nachher aufgebrachtren Desinfektionsmitteln verhindert wird. FD 370 cleaner reinigt intensiv und ist sehr materialverträglich. Kein Kleben oder Verfärben aufgrund von Unverträglichkeitsreaktionen.

Zusammensetzung: FD 370 cleaner enthält nichtionische Tenside (5 -15 %), Komplexbildner (< 5 %) und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

Anwendung: Die Anwendungskonzentration beträgt je nach Verschmutzungsgrad 1 – 2 %. Dazu z. B. 80 ml bzw. 160 ml mit der im Flaschenverschluss integrierten Dosierhilfe (Markierung entspricht 20 ml) dosieren und mit handwarmem Wasser auf 8 Liter auffüllen. Fußböden oder Oberflächen feucht wischen. Auf gleichmäßige Benetzung der behandelten Flächen achten.

FD 370 cleaner separat vom Desinfektionsvorgang verwenden, nicht dem Desinfektionsmittel zumischen! FD 370 cleaner nicht mit handelsüblichen Haushaltsreinigern mischen. Wir empfehlen geeignete Nasswischverfahren anzuwenden.

Hinweise: Handelsübliche Haushaltsreiniger enthalten in der Regel anionische Tenside, die mit einigen in Flächendesinfektionsmitteln eingesetzten Wirkstoffen unverträglich sind. FD 370 cleaner vermeidet diesen Nachteil bisheriger Reiniger, da es speziell zur zusätzlichen Reinigung desinfizierter Flächen entwickelt wurde.

siehe Aufdruck.

Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834 Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG Seestrasße 108, 9326 Hurr, Switzerland ☎ +41 718441030

EN FD 370 cleaner Surgery cleaning

FD 370 cleaner is a highly effective concentrate for the cleaning of disinfected surfaces such as floors, walls, practice fixtures, etc. Because FD 370 cleaner is compatible with almost all surface disinfectants, the disinfective action of disinfectants applied before or after the use of FD 370 cleaner is unaffected. FD 370 cleaner has an intensive cleaning action and is highly compatible with other materials. There is no stickiness or discoloration from incompatibility reactions.

Composition: FD 370 cleaner contains non-ionic tensides (5 – 15 %), complexing agents (< 5 %) and auxiliary substances in an aqueous solution.

Directions for use: The working concentration should be 1 – 2 % depending on the degree of contamination. For example, add 80 ml or 160 ml using the measuring cup in the bottle cap (the mark represents 20 ml), then add lukewarm water to make 8 litres of solution. Wipe floors and surfaces until moist. Ensure that the surfaces being cleaned are evenly wet.

Use FD 370 cleaner separately from disinfection. Do not mix with the disinfectant! Do not mix FD 370 cleaner with commercial domestic cleaning agents. We recommend using a suitable wet-wipe procedure.

Caution: Commercially available domestic cleaners generally contain anionic tensides, which are not compatible with some of the active ingredients in surface disinfectants. FD 370 cleaner avoids this problem associated with previous cleaners as it was developed specifically to clean disinfected surfaces.

see imprint.

Warning. Causes serious eye irritation. Wear protective gloves and eye/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

DÜRR DENTAL (Produkts) UK Ltd. 14 Linnwell Way - Telford Way Industrial Estate Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR FD 370 cleaner Nettoyant du cabinet

FD 370 cleaner est un produit concentré très efficace pour le nettoyage de surfaces désinfectées, comme les sols, les murs, le mobilier de cabinet, etc. FD 370 cleaner est compatible avec presque tous les agents désinfectants de surface, si bien qu'il n'est constaté aucune perte visible de l'effet du désinfectant appliqué antérieurement ou postérieurement. FD 370 cleaner offre une action nettoyante intense et est très compatible avec le matériel. Pas de sensation poisseuse ni de coloration dues à des réactions d'incompatibilité.

Composition: FD 370 cleaner contient des tensioactifs non ioniques (5 à 15 %), des agents complexants (< 5 %) et des adjuvants en solution aqueuse.

Application: La concentration d'application est de 1 à 2 % selon le degré de salissure. Il convient, par exemple, de doser 80 ml ou 160 ml avec le dispositif doseur intégré au bouchon (marquage correspondant à 20 ml) et d'y ajouter de l'eau tiède pour obtenir 8 litres. Nettoyer les sols et les surfaces avec un tissu humide. S'assurer de l'homogénéité du mouillage des surfaces traitées. Utiliser FD 370 cleaner séparément de l'opération de désinfection, ne pas mélanger ce dernier au produit désinfectant ! Ne pas mélanger FD 370 cleaner à des nettoyants ménagers usuels. Il est recommandé d'utiliser des procédés d'essuyage humide.

Remarques: Les nettoyants ménagers disponibles dans le commerce contiennent généralement des tensioactifs anioniques, qui sont incompatibles avec certains principes actifs utilisés dans les agents désinfectants de surfaces. FD 370 cleaner évite l'inconvénient des anciens nettoyeurs, car il a été spécialement développé pour le nettoyage complémentaire des surfaces désinfectées.

voir le marquage.

Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DÜRR DENTAL FRANCE 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France ☎ +33 155691150

DÜRR DENTAL BELGIUM Moldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

IT FD 370 cleaner Pulente per lo studio

FD 370 cleaner è un potente concentrato per la pulizia di superfici disinfettate come pavimenti, pareti, materiale ambulatoriale, ecc. Viene garantita la tollerabilità di FD 370 cleaner con praticamente tutti i prodotti disinfettanti; ne consegue che il prodotto non riduce l'effetto disinfettante dei disinfettanti utilizzati prima e dopo la pulizia. FD 370 cleaner si contraddistingue per l'efficace azione pulente e l'ottima tollerabilità dei materiali. Non essendo quindi soggette a reazioni di intollerabilità, le superfici trattate con questo prodotto non subiscono alcuna alterazione del colore né risultano appiccicose.

Composizione: FD 370 cleaner contiene tensioattivi non ionici (5 -15 %), agenti complessanti (< 5 %) e additivi in soluzione acquosa. **Impiego:** La concentrazione d'uso è pari all'1 – 2 % a seconda del livello di sporco. Allo scopo dosare per es. 80 ml o 160 ml con l'apposito dosatore integrato nel tappo del flacone (la tacca corrisponde a 20 ml) e portare a volume di 8 litri con acqua tiepida. Strofinare a umido i pavimenti e le superfici. Applicare il prodotto in modo uniforme sulle superfici da trattare.

Non utilizzare FD 370 cleaner quando si procede alla disinfezione, non mescolare con il disinfettante! Non impiegare FD 370 cleaner in combinazione con detergenti domestici d'uso comune. Si consiglia di seguire procedimenti di lavaggio adeguati.

Indicazioni: In genere i detergenti domestici d'uso comune contengono tensioattivi anionici, che provocano reazioni con alcuni dei principi attivi utilizzati nei prodotti disinfettanti. FD 370 cleaner non presenta gli svantaggi tipici dei detergenti comuni, poiché è stato sviluppato appositamente per la pulizia di superfici disinfettate.

vedi stampo.

Attenzione. Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti e protezioni per gli occhi e per il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/ricipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l. Via Dell'Artigiano n. 8, 20053 Muggio, Italy ☎ +39 039597300

ES FD 370 cleaner Limpiador para la consulta

FD 370 cleaner es un concentrado altamente eficaz para la limpieza de superficies desinfectadas como suelos, paredes, inventario clínico, etc. FD 370 cleaner es compatible con prácticamente todos los desinfectantes de superficies y no reduce el efecto de los desinfectantes aplicados antes o después de la limpieza. FD 370 cleaner tiene un efecto limpiador intenso y es especialmente compatible con el material. No provoca adhesión ni decoloración por reacciones de incompatibilidad.

Composición: FD 370 cleaner contiene surfactantes aniónicos (5 – 15 %), agentes complejantes (< 5 %) y aditivos en una solución acuosa.

Aplicación: La concentración de aplicación es, según el grado

de contaminación, del 1 al 2 %. Mida p. ej. 80 ml o 160 ml con el dosificador integrado en el tapón de la botella (la marca corresponde a 20 ml) y añada agua tibia hasta un volumen de 8 litros. Limpie los suelos y las superficies por frote húmedo. Preste atención a una humectación uniforme de las superficies tratadas.

Aplique el FD 370 cleaner en un proceso aparte y no en combinación con el desinfectante, ¡no lo mezcle con el desinfectante! No mezcle el FD 370 cleaner con los productos de limpieza domésticos de tipo usual en el comercio. Recomendamos aplicar procesos de limpieza por frote húmedo.

Indicaciones: Los productos de limpieza de tipo usual en el comercio contienen por regla general surfactantes aniónicos que son incompatibles con determinados principios activos utilizados en los desinfectantes de superficies. FD 370 cleaner evita esta desventaja de los limpiadores actuales ya que ha sido desarrollado para la limpieza complementaria de superficies desinfectadas.

ver grabado.

Atención. Provoca irritación ocular grave. Llevar guantes y gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

PT FD 370 cleaner Detergente para consultórios médicos

FD 370 cleaner é um concentrado de elevada eficácia para a limpeza de superfícies desinfectadas como pavimentos, paredes, inventário de consultório, etc. FD 370 cleaner é compatível com praticamente todos os produtos de desinfeção de superfícies, evitando uma diminuição do efeito de desinfeção dos produtos de desinfeção aplicados anterior ou posteriormente. O FD 370 cleaner limpa intensivamente e é muito compatível com o material. Sem colar nem manchar devido a reacções de incompatibilidade.

Composição: FD 370 cleaner contém tensioactivos não iónicos (5 - 15%), formadores de complexos (< 5%) e excipientes em solução aquosa. **Utilização:** A concentração de utilização compreende 1 – 2%, dependendo do grau de sujidade. Para tal, dosear, p. ex., 80 ml ou 160 ml com a tampa doseadora do frasco (a marca corresponde a 20 ml) e encher com água morna até aos 8 litros. Lavar os pavimentos ou as superfícies. Humedecer as áreas tratadas uniformemente.

Utilizar FD 370 cleaner separadamente do processo de desinfeção, não misturar com o produto de desinfeção! Não misturar o FD 370 cleaner com detergentes domésticos disponíveis no mercado. Recomendamos a utilização de processos de lavagem adequados.

Advertência: Os detergentes domésticos disponíveis no mercado contém geralmente tensioactivos aniónicos que são incompatíveis com algumas substâncias activas utilizadas nos produtos de desinfeção. FD 370 cleaner evita esta desvantagem dos detergentes de limpeza anteriores, uma vez que foi concebido especialmente para a limpeza adicional de superfícies desinfectadas.

ver impressão.

Atenção. Provoca irritação ocular grave. Usar luvas de protecção/ protecção ocular/protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente, enviando-o(s) para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Distribuído em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A. Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

NL FD 370 cleaner Praktijkreinigingsmiddel

FD 370 cleaner är ett mycket effektivt koncentrat för rengöring av desinficerade ytor som golv, väggar, inventarier etc. FD 370 cleaner är kompatibelt med nästan alla ytdesinfektionsmedel, vilket innebär att effekten av desinfektionsmedel som används före eller efter inte minskar. FD 370 cleaner rengör intensivt och är mycket materialkompatibelt. Det kladdar inte och leder inte till missfärgning på grund av inkompatibilitetsreaktioner.

Sammansättning: FD 370 cleaner innehåller icke-joniska tensider (5–15 %), komplexbildare (< 5 %) och hjälpmånen i vattenlösning. **Användning:** Den koncentration som ska användas uppgår beroende nedsmutningsgrad till 1–2 %. Dosera t.ex. 80 ml respektive 160 ml med doseringshjälpmedlet i locket (markeringen motsvarar 20 ml). Fyll på med handvärm vatten till 8 liter. Vättorka golv eller ytor. Fukta de ytor som ska behandlas jämnt.

Använd inte FD 370 cleaner vid desinfektion och blanda inte med desinfektionsmedel! Blanda inte FD 370 cleaner med vanliga hushållsrengöringsmedel. Vi rekommenderar användning av lämpliga våttorkningsmetoder. **Anmärkning:** Vanliga hushållsrengöringsmedel innehåller som regel anjoniska tensider, som inte är kompatibla med de verksamma substanser som finns i ytdesinfektionsmedel. FD 370 cleaner är speciellt utvecklat för ytterligare rengöring av desinficerade ytor, vilket innebär att nackdelarna hos hittillsvarande rengöringsmedel kan undvikas.

Använd inte FD 370 cleaner ur hyvin tehokas konsentraatti desinfiointujen pintojen, kuten lattioiden, seinien, vastaanoton kalusteiden jne. puhdistukseen. FD 370 cleaner sopii käytännöllisesti katsoen kaikkien pintojen desinfiointiaineiden kanssa, joten se ei heikennä aiemmin tai myöhemmin käytettyjen desinfiointiaineiden desinfiointivaikutusta. FD 370 cleaner puhdistaa tehokkaasti ja sopii erittäin hyvin eri materiaalien kanssa. Ei tahrautumista eikä värjäytyymiä sopimattomuusreaktioiden vuoksi.

Koostumus: FD 370 cleaner sisältää ionittomia tensidejä (5–15 %), kompleksinmuodostajia (< 5 %) ja apuainetta vesiliuoksella.

Käyttö: Käyttökonsentraatio on 1–2 % liian voimakkuudesta riippuen. Annostelee esim. 80 ml tai 160 ml pullonkorkissa olevalla annostelumittalla (merkkiä vastaa 20 ml) ja lisää 8 litraa haaleaa vettä. Pyyhi lattiat tai pinnat kosteiksi. Varmista, että käytät ainetta tasaisesti käsiteltävillä pinoilla.

Käytä FD 370 cleaner -ainetta erikseen desinfiointina, älä sekoita desinfiointiaineen kanssa! FD 370 cleaner -ainetta ei saa sekoittaa tavallisiin talouspuhdistusaineisiin. Suosittelemme sopivien märkäpyyhkimisvälineiden käyttöä.

Huomautus: Tavalliset talouspuhdistusaineet sisältävät yleensä anionisia tensidejä, jotka eivät ole yhteensopivia joidenkin pintojen desinfiointiaineissa käytettyjen ainesosien kanssa. FD 370 cleaner -aineessa ei ole tätä tähänastisten puhdistusaineiden haittaupuolta, sillä se on kehittäyt erityisesti desinfiointujen pintojen lisäpuhdistukseen.

se märkning.

Waarschuwung. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelatsbescherming dragen. NA INSLUKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlensen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

SV FD 370 cleaner Rengöringsmedel för läkarmottagningar

FD 370 cleaner är ett mycket effektivt koncentrat för rengöring av desinficerade ytor som golv, väggar, inventarier etc. FD 370 cleaner är kompatibelt med nästan alla ytdesinfektionsmedel, vilket innebär att effekten av desinfektionsmedel som används före eller efter inte minskar. FD 370 cleaner rengör intensivt och är mycket materialkompatibelt. Det kladdar inte och leder inte till missfärgning på grund av inkompatibilitetsreaktioner.

Sammansättning: FD 370 cleaner innehåller icke-joniska tensider

(5–15 %), komplexbildare (< 5 %) och hjälpmånen i vattenlösning. **Användning:** Den koncentration som ska användas uppgår beroende nedsmutningsgrad till 1–2 %. Dosera t.ex. 80 ml respektive 160 ml med doseringshjälpmedlet i locket (markeringen motsvarar 20 ml). Fyll på med handvärm vatten till 8 liter. Vättorka golv eller ytor. Fukta de ytor som ska behandlas jämnt. Använd inte FD 370 cleaner vid desinfektion och blanda inte med desinfektionsmedel! Blanda inte FD 370 cleaner med vanliga hushållsrengöringsmedel. Vi rekommenderar användning av lämpliga våttorkningsmetoder.

Anmärkning: Vanliga hushållsrengöringsmedel innehåller som regel anjoniska tensider, som inte är kompatibla med de verksamma substanser som finns i ytdesinfektionsmedel. FD 370 cleaner är speciellt utvecklat för ytterligare rengöring av desinficerade ytor, vilket innebär att nackdelarna hos hittillsvarande rengöringsmedel kan undvikas.

se märkning.

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerat plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehåll/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

FI FD 370 cleaner Vastaanottotilojen puhdistusaine

FD 370 cleaner on hyvin tehokas konsentraatti desinfiointujen pintojen, kuten lattioiden, seinien, vastaanoton kalusteiden jne. puhdistukseen. FD 370 cleaner sopii käytännöllisesti katsoen kaikkien pintojen desinfiointiaineiden kanssa, joten se ei heikennä aiemmin tai myöhemmin käytettyjen desinfiointiaineiden desinfiointivaikutusta. FD 370 cleaner puhdistaa tehokkaasti ja sopii erittäin hyvin eri materiaalien kanssa. Ei tahrautumista eikä värjäytyymiä sopimattomuusreaktioiden vuoksi.

Koostumus: FD 370 cleaner sisältää ionittomia tensidejä (5–15 %), kompleksinmuodostajia (< 5 %) ja apuainetta vesiliuoksella. **Käyttö:** Käyttökonsentraatio on 1–2 % liian voimakkuudesta riippuen. Annostelee esim. 80 ml tai 160 ml pullonkorkissa olevalla annostelumittalla (merkkiä vastaa 20 ml) ja lisää 8 litraa haaleaa vettä. Pyyhi lattiat tai pinnat kosteiksi. Varmista, että käytät ainetta tasaisesti käsiteltävillä pinoilla.

Käytä FD 370 cleaner -ainetta erikseen desinfiointina, älä sekoita desinfiointiaineen kanssa! FD 370 cleaner -ainetta ei saa sekoittaa tavallisiin talouspuhdistusaineisiin. Suosittelemme sopivien märkäpyyhkimisvälineiden käyttöä.

Huomautus: Tavalliset talouspuhdistusaineet sisältävät yleensä anionisia tensidejä, jotka eivät ole yhteensopivia joidenkin pintojen desinfiointiaineissa käytettyjen ainesosien kanssa. FD 370 cleaner -aineessa ei ole tätä tähänastisten puhdistusaineiden haittaupuolta, sillä se on kehittäyt erityisesti desinfiointujen pintojen lisäpuhdistukseen.

se märkning.

Waarschuwung. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelatsbescherming dragen. NA INSLUKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlensen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

SV FD 370 cleaner Rengöringsmedel för läkarmottagningar

katso leima.

Varoitus. Arsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUITUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhottamista. Vastaroi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus on toimittava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

NO FD 370 cleaner Rengjøringsmiddel for legekontorer

FD 370 cleaner er et svært effektivt konsentrat til rengjøring av desinfiserte overflater som for eksempel golv, vegger, praksisinventar, etc. FD 370 cleaner er kompatibel med praktisk talt alle midler til overflatedesinfeksjon, og dermed forhindres en reduksjon av den desinfiserende virkningen til desinfeksjonsmidler som påføres før eller etterpå. FD 370 cleaner rengjør intensivt og har høy materialkompatibilitet. Ingen fastklebing eller fargeforandring på grunn av reaksjoner som skyldes manglende kompatibilitet.

Sammensetning: FD 370 cleaner inneholder ikke-ioniske tensider (5 – 15%), kompleksdannere (< 5 %) og hjelpestoffer i vannholdig oppløsning.

Bruk: Alt etter tilsmussingsgrad er konsentrasjonen ved bruk 1 – 2 %. Doser i denne forbindelse for eksempel 80 ml eller 160 ml med den doseringshjelpen som er integrert i flaskekorken (markeringen svarer til 20 ml) og fyll på med luknet vann opp til 8 liter. Vask gulvene eller overflatene med en fuktig klut. Pass på å de behandlede overflatene befuktes jevnt.

FD 370 cleaner skal brukes adskilt fra desinfeksjonsprosedyren. Skal ikke blandes sammen med desinfeksjonsmidlet! FD 370 cleaner skal ikke blandes med vanlige husholdningsrengjøringsmidler. Vi anbefaler å bruke en egnet våd vaskemetode.

Merk: Vanlige husholdningsrengjøringsmidler inneholder som regel anioniske tensider som ikke er kompatible med noen av de virkestoffene som brukes i midler til overflatedesinfeksjon. FD 370 cleaner undgår denne ulempen ved tidligere rengjøringsmidler, fordi det er utviklet spesielt til tilleggsrengjøring av desinfiserte overflater.

se innpregning.

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg.

DA FD 370 cleaner Praksis-rengøringsmiddel

FD 370 cleaner er et yderst effektivt koncentrat til rengøring af desinficerede overflader, som fx gulve, vægge, praksisinventar, etc. FD 370 cleaner er forenelig med praktisk talt alle overflade-desinfektionsmidler, så en reduktion af desinfektionseffekten fra tidligere eller senere anvendte desinfektionsmidler undgås. FD 370 cleaner rengør intensivt og er meget forenelig med andre materialer. Der forekommer ingen klebning eller misfarvning på grund af uforenelighedsreaktioner.

Sammensætning: FD 370 cleaner indeholder ikke-ioniserede tensider (5 - 15%), kompleksdannere (< 5%) samt hjælpestoffer i vandig opløsning.

Anvendelse: Anvendelseskoncentrationen udgør, alt efter tilsmudsningsgrad, 1 – 2 %. Ved hjælp af den integrerede doseringshjælp (markeringen svarer til 20 ml) doseres fx 80 ml (160 ml), hvorefter der med luknet vand fyldes op til 8 liter. Gulve og overflader våd-afføres med luknet vand fyldes op til 8 liter. Gulve og overflader våd-afføres. Sørg for en ensartet fugtning af de behandlede overflader. FD 370 cleaner anvendes separat i forhold til desinfektionsproceduren og må ikke blandes med desinfektionsmidlet. FD 370 cleaner må ikke blandes med gængse husholdningsrengøringsmidler. Vi anbefaler, at der anvendes en egnet våd-afføring.

Henvisninger: Gængse husholdningsrengøringsmidler indeholder som regel anioniske tensider, der ikke er forenelige med visse af de stoffer, der anvendes i overflade-desinfektionsmidler. FD 370 cleaner undgår denne ulempe fra tidligere rengøringsmidler, da produktet er specielt udviklet til supplerende rengøring af desinficerede overflader.

se prægning.

Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsskytelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl mundten. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNE: NE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylling. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen cynne (5-15%), czynniki kompleksotwórcze (< 5%) i substancje pomocnicze w roztworze wodnym.

Zastosowanie: W zależności od stopnia zabrudzenia stosowanie szteżenie wynosi 1-2%. W tym celu odmierzyć dozownikiem znajdującym się w nakrętcie butelki (oznaczenie wskazuje objętość 20 ml) np. 80 ml lub 160 ml i dopełnić letnią wodą do 8 litrów. Podłogi i powierzchnie wytrzeć na mokro. Zwracać uwagę na równomiernie nawilżenie czyszczonych powierzchni.

To FD 370 cleaner είναι ένα ισχυρά δραστικό συμπύκνωμα για τον καθαρισμό απολυμασμένων επιφανειών, όπως διαδεδών, τοίχων, εξοπλισμού ιατρείων, κ.λπ. Το FD 370 cleaner είναι πρακτικά συμβατό με όλα τα μέσα απολύμανσης επιφανειών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η μείωση της απολυμαντικής δράσης των εφαρμοζόμενων προηγούμενων ή στη συνέχεια απολυμαντικών μέσων. Το FD 370 cleaner καθαρίζει αποτελεσματικά και διαθέτει εξαιρετική συμβατότητα υλικού. Καμία απόβλιση ή αποχρωματισμός εξαιτίας αντιδράσεων ασυμβατότητας.

Σύνθεση: Το FD 370 cleaner περιέχει μη ιονικά ταισενεργά (5 -15 %), σύνθετες ενώσεις (< 5 %) και βοηθητικά υλικά σε υδατικό διάλυμα.

Εφαρμογή: Η συγκέντρωση χρήσης κυμαίνεται ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης μεταξύ 1 – 2 %. Δοσομετρήστε για το σκόπο αυτό π.χ. 80 ml ή 160 ml με την ενσωματωμένη στο πάκμα της φιάλης βοηθητική ένδειξη δοσομέτρησης (η σημανση αντιστοιχεί σε 20 ml) και συμπληρώστε μέχρι τα 8 λίτρα με ζεστό νερό. Σκουπίστε το δάπεδο ή τις επιφάνειες. Προσέξτε να είναι ομοιομορφή η διύφραση των καθαριζόμενων επιφανειών.

Εφαρμογή: Η συγκέντρωση χρήσης κυμαίνεται ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης μεταξύ 1 – 2 %. Δοσομετρήστε για το σκόπο αυτό π.χ. 80 ml ή 160 ml με την ενσωματωμένη στο πάκμα της φιάλης βοηθητική ένδειξη δοσομέτρησης (η σημανση αντιστοιχεί σε