

F Solution nettoyante pour enlever eugénate de zinc et toutes pâtes à empreinte de porte-empreintes en inox et des instruments. Idéal pour nettoyer surfaces en acier inox. Ne pas avaler ! Ne pas utiliser sur les patients.

Danger – Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Elimination du contenu / contenant selon les normes communales / régionales / nationales et internationales. Marquage selon le règlement aux détergents (CE) No 648/2004. Contient 30% (et plus) d'hydrocarbures aliphatiques, arôme.



+EHW0542019/\$90000132102281070201%



HAGER & WERKEN GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
T +49 (203) 99 26 9-0, F +49 (203) 29 92 83
www.hagerwerken.de



**HAGER
WERKEN**

ORANGE SOLVENT®

Spray

REF 554 201
LOT 1070201
02/2021

200 ml e
270 3

D Reinigungslösung zum Entfernen von Zink-Oxyd-Zementen und allen Abdruckmaterialien von Abformlöffeln und Instrumenten. Eignet sich ausgezeichnet auch zum Reinigen von Edelstahloberflächen und Instrumenten. Nicht einatmen! Nicht am Patienten anwenden.

Gefahr - Extrem entzündbares Aerosol.

Behälter steht unter Druck; Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Kennzeichnung gemäß Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004

Enthält 30 % und darüber aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoff.

GB Cleaning solution for removal of oxide cements and other impression materials from Impression-Trays and instruments. Ideal for cleaning of stainless steel surfaces. Do not swallow. Must not be used on patient.

Danger – Extremely flammable aerosol.

Pressurized container: may burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

Marking in accordance with regulation on detergents (EC) Nr. 648/2004

Contains: 30 % and more aliphatic hydrocarbons, fragrance.