

Vlhčené dezinfekční utěrky

UTĚRKY ASEPTONET



K čištění a dezinfekci povrchů a neinvazivních zdravotnických prostředků v nemocničním prostředí, na lékařských a stomatologických klinikách.

Zdravotnický prostředek: Třída IIa

Balení

Rozměry: 180 x 200 mm

Balení obsahuje 100 utěrek

V krabici je 12 balení

Složení

Benzalkonium Chlorid, Trideceth-7, Alkohol (2,9%), Isopropyl alkohol (0,1%)

Mikrobiologické vlastnosti

Dirty conditions (excepted *)

- Baktericidní podle EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561(vč.SARM) 5 min.
- Tuberkulocidní na Mycobacterium Terrae EN14348 *, EN14563* 15 min.
- Fungicidní dle EN14562* (Aspergillus Fugimatus), EN13697* (Aspergillus Niger) 5 min.
- Levurocidní EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* na Candida albicans 5 min.
- Virucidní EN14476 na HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* in 1 mn, Rotavirus* 15 min.

Návod k použití

Utěrky vytahujte z prostředka balení. Použijte utěrku na povrch určený k desinfekci a nechte 5 minut působit. Povrch neoplachujte. Balení opatrně uzavřete.

Upozornění

Utěrky jsou určeny k jednorázovému použití.

Před prvním použitím si přečtete bezpečnostní list.

Dermatologicky testováno na kožní snášenlivost.

Výrobce: Laboratoire SARBEC



Réf: ASEP0002

Adresa : Z.I. DU Vertuquet – B.P.64, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN cedex, FRANCE, Tél: 0033 (0) 3 20 69 26 26 POHOTOVOSTNÍ LINKA : ORFILA France 33 (0) 45 42 59 59, msds@sarbec.com