

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Datum vydání: 01/19/2006
Č. BL: 8-001.8
Datum revize č.: 09/01/2010
Revize č.: 11

Astringedent[®], Astringedent[®] X, Viscostat[®] and Viscostat[®] Wintermint

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A VÝROBCE/ DOVOZCE

NÁZEV VÝROBKU: Astringedent[®], Astringedent[®] X, Viscostat[®] and Viscostat[®] Wintermint

POPIS VÝROBKU: Hemostatický roztok

PRODUKTOVÝ KÓD/ ČÁST #: AS/10308, AX/10309, VS/64500, VU/73202

VÝROBCE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan UT 84095

24 HOD. KONTAKT PRO PŘÍPAD NOUZE
CHEMTREC (NORTH AMERICA) :(800) 424 - 9300
(MEZINÁRODNÍ) : 1(703) 527 - 3887

DOVOZCE:

Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice

TEL: +420 576 771 404
FAX: +420 577 926 205

IČO: 269 77 851

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

Chemický název	CAS	EINECS	Klasifikace	Obsah %
Anion-Sulfát a Subsulfát železa	10028-22-5	233-072-9	Xn; R22, R36/38	12 - 25

(Celý text - R-fráze v odstavci 16)

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY/ PŘÍPRAVKU

KLASIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

"Xn" - škodlivý

R22: škodlivý při požití

R36/38: dráždí oči a pokožku

SOUHRN OHROŽENÍ:

FYZIKÁLNÍ VZHLED: Viskózní substance

OKAMŽITÉ ÚČINKY: R36/38: dráždí oči a pokožku

MOŽNÉ NEPŘÍZNVÉ ZDRAVOTNÍ ÚČINKY

OČI: dráždí oči

KŮŽE: kontakt s pokožkou nebo delší působení může způsobit podráždění pokožky.

POŽITÍ: škodlivý při požití

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

OČI: okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody aspoň 15minut. Poskytnout lékařské vyšetření.

KŮŽE: umýt postižené místo mýdlem a vodou.

POŽITÍ: nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařské ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Datum vydání: 01/19/2006
Č. BL: 8-001.8
Datum revize č.: 09/01/2010
Revize č.: 11

Astringedent[®], Astringedent[®] X, Viscostat[®] and Viscostat[®] Wintermint

5. POKYNY PRO HASEBNÍ ZÁSAH

POSTUP V PŘÍPADĚ POŽÁRU: použít samostatný tlakový dýchací přístroj (MSHA/NIOSH nebo ekvivalent) a ochrannou kombinézu.

6. POKYNY PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU

MALÝ ÚNIK: úkapy setřít hadrem, mýdlem a vodou.
VELKÝ ÚNIK: shromáždit v těsně uzavřených obalech.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚNIK DO VODY: Nevypouštět do odpadních potrubí a kanalizace.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

MANIPULACE: Používat vhodné ochranné pomůcky.
SKLADOVÁNÍ: Uchovávat v pokojové teplotě.

8. KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB

PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY

OČI A OBLIČEJ: Nosit ochranné brýle.
KŮŽE: S36/37: Nosit vhodný ochranný oděv a rukavice.
RESPIRAČNÍ: S51: Používat pouze v dobře větraných prostorech.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ STAV: gel
ZÁPACH: slabý železitý zápach, produkt VU/73202- má mentolový zápach
BARVA: hnědá
ROZPUSTNOST VE VODĚ: částečně rozpustný ve vodě

10. STABILITA A REAKTIVITA

STABILITA: citlivý na světlo
NEKOMPATIBILNÍ MATERIÁLY: silné kyseliny, silné alkálie, okysličovadla

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Datum vydání: 01/19/2006
Č. BL: 8-001.8
Datum revize č.: 09/01/2010
Revize č.: 11

Astringedent[®], Astringedent[®] X, Viscostat[®] and Viscostat[®] Wintermint

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

ÚČINEK NA OČI: dráždí oči

ÚČINEK NA KŮŽI: kontakt s pokožkou nebo delší působení může způsobit podráždění pokožky

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: nejsou k dispozici

13. POŽADAVKY NA LIKVIDACI

ZPŮSOB LIKVIDACE: Likvidovat v souladu s vládním nařízením (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

POZEMNÍ A ŽELEZNIČNÍ (ADR/RID)

SPRÁVNÉ OZNAČENÍ PŘEPRAVY: korozivní kapalina, kyselá, anorganická, N.O.S. (směs sulfátů železa)

TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI: 8

SKUPINA OBALŮ: II

VZDUŠNÁ (ICAO/IATA)

SPRÁVNÉ OZNAČENÍ PŘEPRAVY: korozivní kapalina, kyselá, anorganická, N.O.S. (směs sulfátů železa)

UN/NA ČÍSLO: 3264

PRIMÁRNÍ TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI /DIVIZE: 8

SKUPINA OBALŮ: II

LODNÍ (IMO/IMDG)

SPRÁVNÉ OZNAČENÍ PŘEPRAVY: korozivní kapalina, kyselá, anorganická, N.O.S. (směs sulfátů železa)

UN/NA ČÍSLO: 3264

PRIMÁRNÍ TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI /DIVIZE: 8

SKUPINA OBALŮ: II

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 01/19/2006
Č. BL: 8-001.8
Datum revize č.: 09/01/2010
Revize č.: 11

Astringedent® , Astringedent® X, Viscostat® and Viscostat® Wintermint

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ EEC OZNAČENÍ, SYMBOLY A KLASIFIKACE



"Xn" - škodlivý
R22: škodlivý při požití
R36/38: dráždí oči a pokožku

16. DALŠÍ INFORMACE

R-FRÁZE:

R22: škodlivý při požití
R36/38: dráždí oči a pokožku

ZPRACOVALA: Susan Scott

SHRNUTÍ REVIZE: Revize #: 10. Tento BL nahrazuje BL 09/01/2010. Změny jsou následující:
Sekce 1: PRODUKTOVÝ KÓD/ ČÁST #.

ZODPOVĚDNOST VÝROBCE ZA PŘESNOST ÚDAJŮ U VSTUPNÍCH SUROVIN:

POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ: Používat, jak je nařízeno.

Informace a doporučení jsou převzaty ze zdrojů (BL surových /vstupních materiálů a znalostí výrobce) v dobré víře, že jsou přesné; avšak Ultradent Products, Inc., nedává garanci ohledně přesnosti těchto informací nebo vhodnosti těchto doporučení a nepřebírá žádnou odpovědnost za žádného uživatele polotovarů/ vstupních materiálů .

Každý uživatel by měl zkontrolovat tato doporučení ve specifickém kontextu zamýšleného použití materiálů a posoudit jejich vhodnost.