

WHO-Sonde

PSI PARODONTOMETER



HAHNENKRATT.COM



FÜR DIE PRÄVENTIONSORIENTIERTE
ZAHNHEILKUNDE

Feine, kugelförmige Spitze
gering traumatisierend

Nicht verblässende, tief-schwarze Skalierung
für ein sehr gutes Erkennen der Messergebnisse

Absolut resistent
gegenüber allen Arten von Desinfektion und
Sterilisation.





WHO-Sonde | 1-Packung

PSI Parodontometer mit kugelförmiger Spitze
Skalierung 0,5 – 3,5 – 5,5 – 8,5 – 11,5

REF

Edelstahl
poliert



5 010

Edelstahl
seidenmattiert, hohl



5 015